

KERN 317-009-600

KERN

Aluminium beschermd etui voor afzonderlijke gewichten (Breukprogramma, 1 mg - 500 mg (einzell))



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Aluminium beschermd etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 mg (einzell)
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Breukprogramma

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	70×77×73 mm
Materiaal	aluminium
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 mg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	77×70×73 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg