

KERN 317-080-400

KERN

Astuccio di plastica per pesi individuali (Bottone/compact, 200 g)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio di plastica

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1, E2
Caso adatto ai valori di peso nominale	200 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Materiale	plastica
Dimensioni (Ø×A)	57×74 mm

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	57×57×74 mm
Peso netto	0,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

