

KERN 317-09

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-339

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-339

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-339

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	317

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht - volume (cm ³)	62,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,7813
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,8 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7810
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8210
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	38×63 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×63 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg