

KERN 317-09

KERN

Peso individual, Classe OIML E2, 500 g, Botão, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-339
Número do artigo para calibração DAkkS	962-339
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-339

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	317

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	500 g
Peso de teste - volume (cm ³)	62,5
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,7813
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,8 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7810
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8210
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	38×63 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	38×38×63 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg