

KERN 317-090-100

KERN

Estojo de madeira para pesos individuais (Botão/compacto, 500 g)



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Malas & Estojos |
| Grupo de produto | Estojo de madeira |

Sistema de medição

| | |
|--|----------------|
| Estojo adequado para as aulas da OIML | E1+E2+F1 |
| Estojo adequado para valores de peso nominal | 500 g |
| Desenho de peso adequado para a caixa | Botão/compacto |

Desenho

| | |
|-------------------|-------------|
| Dimensões (L×P×A) | 70×70×90 mm |
| Material | faia |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 70×70×90 mm |
| Peso líquido | 0,34 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,35 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,35 kg |
| Peso de envio | 0,34 kg |

Pictogramas

STANDARD

