

KERN 317-090-400

KERN

Estojo de plástico para pesas individuales (Botón/compacto, 500 g)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estojo de plástico

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1, E2
Caso adecuado para valores de peso nominal	500 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Material	plásticos
Dimensiones (Ø×A)	61×94 mm

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	61×61×94 mm
Peso neto	0,02 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

