

KERN 317-110-100

KERN

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 1 kg)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1+E2+F1
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	76×76×100 mm
Materiale	faggio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	76×76×100 mm
Peso netto	0,24 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,24 kg

Pittogrammi

STANDARD

