

KERN 317-12

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-342
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-342
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-342

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	317

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	3,125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	3 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	60×100 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×100 mm
Nettogewicht	2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg