

KERN 317-120-100

KERN

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 2 kg)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1+E2+F1
Caso adatto ai valori di peso nominale	2 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	85×85×123 mm
Materiale	faggio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	85×85×123 mm
Peso netto	0,35 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,35 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,35 kg

Pittogrammi

STANDARD

