

KERN 317-120-400

KERN

Estojo de plástico para pesas individuales (Botón/compacto, 2 kg)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estojo de plástico

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E2
Caso adecuado para valores de peso nominal	2 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Material	plásticos
Dimensiones (Ø×A)	100×165 mm

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	100×100×165 mm
Peso neto	0,02 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,3 kg

Pictogramas

STANDARD

