

# KERN 317-120-600

**KERN**

Aluminiumgeschütztes Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 2 kg)



## Kategorie

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Marke            | KERN                      |
| Produktkategorie | Koffer & Euis             |
| Produktgruppe    | Aluminiumgeschütztes Etui |

## Messsystem

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Etui passend für OIML-Klassen      | E1 - M3       |
| Etui passend für Gewichtsnennwerte | 2 kg          |
| Geeignete Bauform für Etui         | Knopf/Kompakt |

## Bauform

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 93×105×132 mm |
| Material            | Aluminium     |

## Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 93×105×132 mm |
| Nettogewicht                   | 0,3 kg        |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 0,30 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 0,30 kg       |
| Versandgewicht                 | 0,3 kg        |

## Piktogramme

STANDARD

