

# KERN 317-120-600

**KERN**

Étui protégé en aluminium pour poids individuels (Bouton/compact, 2 kg)



## Catégorie

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Marque                | KERN                      |
| Catégorie de produits | Valises & Étuis           |
| Groupe de produit     | Étui protégé en aluminium |

## Système de mesure

|  |                |
|--|----------------|
| Étui adapté aux classes OIML               | E1 - M3        |
| Étui adapté aux valeurs nominales de poids | 2 kg           |
| Forme de poids appropriée pour l'étui      | Bouton/compact |

## Forme de construction

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimensions (L×P×H) | 93×105×132 mm |
| Matériau           | aluminium     |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 93×105×132 mm    |
| Poids net                    | 0,3 kg           |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,30 kg          |
| Poids brut env.              | 0,30 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,3 kg           |

## Pictogrammes

STANDARD

