

KERN 317-13

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht	5 kg
----------------	------

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-343
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-343
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-343

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	317

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	7,8125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	8 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7810
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8210
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	80×140 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×140 mm
Nettogewicht	5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg