

# KERN 317-14

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 10 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 10 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-344

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-344

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-344

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	317

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	1250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	15,625
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	16 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7810
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8210
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	100×185 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×185 mm
Nettogewicht	10 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg