

# KERN 317-140-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para pesos individuais (Botão/compacto, 10 kg)



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

### Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	10 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

### Desenho

Dimensões (L×P×A)	170×160×233 mm
Material	alumínio

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	205×155×270 mm
Peso líquido	1,4 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,7 kg