

KERN 317-15

KERN

Peso singolo, classe OIML E2, 20 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	20 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-345
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-345
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-345

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	317

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2500
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	31,25
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	30 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7810
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8210
Peso di calibrazione OIML classe	E2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	129×227 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	129×129×227 mm
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg