

KERN 317-15

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 20 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht	20 kg
----------------	-------

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-345
--	---------

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-345
-------------------------------------	---------

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-345
---	---------

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	317

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	2500
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	31,25
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	30 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7810
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8210
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	129×227 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	129×129×227 mm
Nettogewicht	20 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg