

# KERN 317-150-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para pesos individuais (Botão/compacto, 20 kg)



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	20 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	195×195×277 mm
Material	alumínio

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×205×300 mm
Peso líquido	1,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envio	2,8 kg