

KERN 317-16

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 50 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 50 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-346

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-346

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-346

Pictogrammen

STANDARD



2 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	317

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	6250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	78,125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	80 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7810
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8210
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	178×298 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×298 mm
Nettogewicht	50 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg