

KERN 317-281

Luvras Premium, 1 par

KERN



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Acessórios de pesos de aferição metrológica
Grupo de produto	Luva
Família de produto	317

Desenho

Material	nylon
----------	-------

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×140×5 mm
Peso líquido	0,049 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

