

KERN 317-290

Guantes, 1 par

KERN



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Accesorios de pesas de control
Grupo de producto	Guante
Familia de productos	317

Diseño

Material	Cuero, algodón
----------	----------------

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	200×100×10 mm
Peso neto	0,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

