

KERN 317-290

Guanti, 1 paio

KERN



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Guanto
Famiglia di prodotti	317

Design

Materiale	Pelle, cotone
-----------	---------------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	200×100×10 mm
Peso netto	0,01 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

