

# KERN 318-22

**KERN**

Kit di pesi di milligrammi, E2, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di plastica



Numero di articolo per calibrazione  
DAkKS 962-350

Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-350

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	318

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 mg
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni (L×P×A)	136×53×22 mm
Numero di pesi	13
Astuccio del set di pesi	in valigetta di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	130×60×22 mm
Peso netto	0,09 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-350
--	---------