

KERN 318-226

KERN

Milligrammgewichtssatz, E2, 1 mg - 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-350

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-350

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	318

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen (B×T×H)	165×158×37 mm
Anzahl Gewichte	13
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×158×37 mm
Nettogewicht	0,31 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,39 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-350
---	---------