

# KERN 318-226

**KERN**

Juego de pesas de miligramos, E2, 1 mg - 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para calibración DAkkS 962-350

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-350

## Pictogramas

## STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de control OIML clase	E2

### Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones (A×P×A)	165×158×37 mm
Número de pesos	13
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×158×37 mm
Peso neto	0,31 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envío	0,39 kg

### Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-350
---	---------