

KERN 318-226

KERN

Kit di pesi di milligrammi, E2, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per calibrazione DAkKS 962-350

Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-350

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	318

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 mg
Peso di calibrazione OIML classe	E2

Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni (L×P×A)	165×158×37 mm
Numero di pesi	13
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×158×37 mm
Peso netto	0,31 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,35 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,39 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-350
--	---------