

KERN 318-226

KERN

Milligramgewichtenset, E2, 1 mg - 500 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-350

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 mg
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Plaatje
Afmetingen (B×D×H)	165×158×37 mm
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×158×37 mm
Nettogewicht	0,31 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,39 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-350
Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-350