

KERN 318-226

KERN

Conjunto de pesos de miligramas, E2, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-350

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	318

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões (L×P×A)	165×158×37 mm
Número de pesos	13
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×158×37 mm
Peso líquido	0,31 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envio	0,39 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-350
Número do artigo para calibração DAkkS	962-350