

KERN 318-272

Chiffon en microfibre pour nettoyer les poids

KERN



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Accessoires pour poids de contrôle
Groupe de produit	Lingette de nettoyage
Famille de produits	318

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	380×380×1 mm
Poids net	0,03 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Pictogrammes