

KERN 318-31

Milligrammgewicht, E2, 1 mg, Draht, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-351 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-351 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung | 921-351 |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML E2 |
| Produktfamilie | 318 |

Messsystem

| | |
|---|----------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg |
| Prüfgewicht - Volumen (cm ³) | 0,0001 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³) | 0,0001 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,006 mg |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E2 |

Bauform

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bauform Gewicht | Draht |
| Abmessungen Gewicht (B×T×H) | 5×5×2 mm |
| Material | Edelstahl poliert (OIML) |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 5×5×2 mm |
| Nettogewicht | 0,01 kg |
| Versandart | Paketservice |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |