

KERN 318-38

KERN

Milligramgewicht, E2, 200 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-358
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-358
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-358

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	200 mg
Testgewicht - volume (cm ³)	0,025
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0005
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,02 mg
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Draad
Afmetingen gewicht (B×D×H)	10×10×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×4 mm
Nettogewicht	0,0002 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg