

KERN 318-38

KERN

Pesos de miligramas, E2, 200 mg, Fio, aço inox polido (OIML)



Número do artigo para calibração DAKKS 962-358

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-358

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	318

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 mg
Peso de teste - volume (cm ³)	0,025
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0005
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,02 mg
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Fio
Dimensões peso (L×P×A)	10×10×4 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	10×10×4 mm
Peso líquido	0,0002 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-358
---	---------