

KERN 323-024

KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg - 50 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-401

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	323

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 50 g
Poid de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Nombre de poids	20
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox poli (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Poids net	0,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-401
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-401