

# KERN 323-03

**KERN**

Gewichtenset, F1, 1 mg - 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-402

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	323

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 100 g
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Aantal gewichten	21
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	0,88 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,88 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-402
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-402