

KERN 323-03

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 100 g, Botão, aço inox polido (OIML), numa caixa de madeira



Número do artigo para desvio Plus
garantido 921-402

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	323

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 100 g
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	152×152×66 mm
Número de pesos	21
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	152×152×66 mm
Peso líquido	0,88 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,88 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-402
Número do artigo para calibração DAkkS	962-402