

# KERN 323-034

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-402

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-402

## Piktogramme

## STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

### Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	21
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,8 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-402
---	---------