

KERN 323-036

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-402

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	165×125×75 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,73 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,9 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-402
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-402