

KERN 323-04

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg - 200 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-403

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	323

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Aantal gewichten	23
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	1,29 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,29 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-403
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-403