

# KERN 323-044

**KERN**

Jeu de poids, F1, 1 mg - 200 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-403

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	323

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 200 g
Poid de contrôle OIML classe	F1

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Nombre de poids	23
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Poids net	0,94 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,95 kg
Poids brut env.	0,95 kg
Poids d'expédition	0,94 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-403
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-403