

KERN 323-044

KERN

Kit di pesi, F1, 1 mg - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-403

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-403

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti | OIML F1 |
| Famiglia di prodotti | 323 |

Sistema di misura

| | |
|--|--------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 mg - 200 g |
| Peso di calibrazione OIML classe | F1 |

Design

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Struttura peso | Pulsante |
| Dimensioni (L×P×A) | 250×210×75 mm |
| Numero di pesi | 23 |
| Astuccio del set di pesi | in una custodia di plastica |
| Materiale | acciaio inossidabile lucidato (OIML) |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 250×210×75 mm |
| Peso netto | 0,94 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,95 kg |
| Peso lordo ca. | 0,95 kg |
| Peso di spedizione | 0,94 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 952-403 |
|--|---------|