

KERN 323-05

KERN

Kit di pesi, F1, 1 mg - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-404

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-404

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	323

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 g
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	230×180×110 mm
Numero di pesi	24
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×180×110 mm
Peso netto	3,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	3,2 kg
Peso di spedizione	3,1 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-404
-----------------------------------------------------------------------	---------