

# KERN 323-06

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-405

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-405

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	230×180×110 mm
Anzahl Gewichte	25
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht	4,21 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,21 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-405
---	---------