

KERN 323-064

KERN

Kit di pesi, F1, 1 mg - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-405

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-405

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	323

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 1 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	350×320×180 mm
Numero di pesi	25
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	350×320×180 mm
Peso netto	3,7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	3,8 kg
Peso di spedizione	4 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-405
--	---------