

KERN 323-066

KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-405

Pictogrammes

STANDARD



1 DAY

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	323

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox poli (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net	2,78 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-405
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-405