

KERN 323-066

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | OIML F1 |
| Família de produto | 323 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Peso de teste - valor nominal | 1 mg - 1 kg |
| Peso de teste OIML classe | F1 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Forma de construção peso | Botão |
| Dimensões (L×P×A) | 230×140×110 mm |
| Estojo do conjunto de pesos | em caixa de alumínio |
| Material | aço inox polido (OIML) |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 230×140×110 mm |
| Peso líquido | 2,78 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 2,8 kg |
| Peso bruto aprox. | 3,6 kg |
| Peso de envio | 3,5 kg |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação) | 952-405 |
| Número do artigo para calibração DAkkS | 962-405 |
| Número do artigo para desvio Plus garantido | 921-405 |