

# KERN 323-074

**KERN**

Gewichtenset, F1, 1 mg - 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-406

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	323

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Aantal gewichten	27
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	7,69 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,69 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-406
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-406