

KERN 323-074

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 2 kg, Botão, aço inox polido (OIML), num estojo plástico



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-406

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	323

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 2 kg
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	27
Estojo do conjunto de pesos	num estojo plástico
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Peso líquido	7,69 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	8 kg
Peso de envio	7,69 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-406
Número do artigo para calibração DAkkS	962-406