

KERN 323-076

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 2 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para
calibración DAkkS 962-406

Número de artículo para
divergencia positiva garantizada 921-406

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	323

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 2 kg
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	278×180×138 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	278×180×138 mm
Peso neto	5,23 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	5,55 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-406
---	---------