

KERN 323-076

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg - 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-406

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	323

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,23 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-406
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-406