

# KERN 323-08

# KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans une caisse en bois



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-407

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	323

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 5 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	420×200×200 mm
Nombre de poids	28
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	420×200×200 mm
Poids net	17,81 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	18 kg
Poids brut env.	18 kg
Poids d'expédition	17,81 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-407
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-407